



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS

מדריך למשתמש לאפליקציה AB ListenFit
למושתלים & מטפלים



A Sonova brand

מדוע הבדיקות האלה חשובות?

שמיעה טובה עוזרת ליקיריכם לשמור על קשר עם בני משפחה וחברים. חשוב להבין מה מצב השמיעה של יקיריכם עם שתלי Advanced Bionics בסיטואציות יומיומיות. זה יעזור להם להישאר בטוחים ומחוברים לעולם שסביבם.

איך הבדיקות האלה עובדות?

ישנם מבחני שמיעה מיוחדים שתוכלו לעשות יחד בבית. כל מה שאתם צריכים זה להוריד את אפליקציית AB ListenFit לטלפון הנייד או לטאבלט. לאחר החיבור באמצעות Bluetooth, יקיריכם יוכלו לבדוק את השמיעה שלהם באמצעות המעבדים/ מכשירי השמיעה בצורה מהנה. בבדיקות הללו מושמעים מספרים או משפטים על רקע צלילים מהחיים האמיתיים כמו פארקים או חדרים הומים.



כיצד נוצרו המבחנים הללו?

מומחים לשיקום שמיעה תכננו את הבדיקות הללו כדי לדמות אתגרי האזנה יומיומיים. הם רצו להפוך אותן לפשוטות ומהנות, כך שיקריכם יוכלו לבדוק את התקדמות השמיעה שלהם במצבים שמרגישים כמו בחיים האמיתיים.

איך להתחיל?

1 הורידו את אפליקציית **ListenFit** AB מחנות אפל או גוגל פליי.



מספרים ברעש

יקריכם מקשיבים לקבוצות של מספרים על רקע רעש. זה כמו לשמוע דובר בסביבה רועשת.

האזנה לפונמות

מבחן זה מתמקד בשמיעת אותיות בודדות הנקראות פונמות, כמו ה-"s" ב-"sun" או ה-"b" ב-"ball". הוא עוזר ליקריכם לזהות צלילי דיבור שונים, דבר שחשוב להבנת מילים.

מבחן מטריקס אולדנבורג

בדיקה זו, המבוססת על מבחן שנוצר על ידי מומחי שמיעה בנרמניה, משתמש במשפטים שנוצרו על ידי בחירת מילים מקטגוריות כמו שמות, פעולות, מספרים וחפצים. לדוגמה, "אמה לוקחת שלושה ספרים צהובים". זה כיף ומאתגר את יקריכם להקשיב היטב.

זיהוי צלילים חלשים

בדיקה זו עוזרת ליקריכם לבחון צלילים חלשים, כמו לחישה או תקתוק שעון. זה חשוב ליכולת שלהם להבחין בצלילים חלשים בחיי היומיום.


חברו את המעבד/ מכשיר השמיעה.

2

1. פתחו את הגדרות ה- Bluetooth® בטלפון הנייד או בטאבלט שלכם.

2. נתקו וחברו מחדש את הסוללות של המעבדים.


3. חברו את מעבדי/ מכשירי השמיעה של Advanced Bionics (כמו בדוגמא: Fiona's CI).




פתחו את אפליקציית AB Listen Fit.

3

ראו את המסכים המוצגים להלן. עקבו אחרי ההוראות וכבו והפעילו שוב את המעבדים/ מכשירי השמיעה שלכם. יתבצע חיפוש עד שיופיעו שמות המעבדים/ מכשירי השמיעה על המסך. אם יש לכם שני עזרים, המתינו עד ששניהם יופיעו על המסך.



הקישו על שמות העזרים ואז בחרו "צמד" בהודעת הבקשה לצימוד בלוטות'.




עכשיו כשיקיריכם מחוברים

1

בחרו את השפה המועדפת עליכם


אפליקציית AB ListenFit זמינה במספר שפות. בחרו את השפה המועדפת עליכם.



2

לאחר שבחרתם את השפה המועדפת עליכם, בחרו מבחן והתחילו


פעלו לפי ההוראות שעל המסך. עודדו את יקיריכם בזמן שהם מקשיבים, נסו לצמצם את הרעש וההסחות בחדר סביבם. כאשר תשלימו יותר ממבחן אחד, כפתור ה**היסטוריה**, יאפשר לכם לראות את ההתקדמות שלהם לאורך זמן.



מה משמעות הדירוג בכוכבים?

<p>1. היכולת שלהם להשתמש בשתלי השבלול הדירוג משקף את מידת הביטחון שלהם בשמיעה עם שתלי השבלול בחיי היומיום.</p>	<p>כוכב אחד ★</p> <ul style="list-style-type: none"> • "אני לא מרגיש בטוח להשתמש בשתלי השבלול שלי" • ייתכן שהם מתקשים בתפעול של המערכת או חוששים להשתמש בשתל בסיטואציות חדשות.
<ul style="list-style-type: none"> • "אני מרגיש ביטחון מסוים אך עדיין זקוק לעזרה או תרגול" • ייתכן שהם עדיין לא מרגישים בנוח לחקור את כל התכונות. 	<p>שני כוכבים ★★</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "אני מרגיש די בטוח בעצמי בשימוש בשתלי השבלול שלי" • הם יכולים להתמודד עם משימות בסיסיות אך עשויים להזדקק לעזרה לפעמים. 	<p>שלושה כוכבים ★★★</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "אני מרגיש בטוח בשימוש בשתלי השבלול שלי" • הם מרגישים נוח להשתמש בשתלי השבלול ברוב הסיטואציות. 	<p>ארבעה כוכבים ★★★★</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "אני מרגיש מאוד בטוח ובשליטה על המעבדים/מכשירי השמיעה" • השמיעה עם המעבדים/מכשירי השמיעה מרגישה להם טבעית, והם לא חושבים הרבה על איך להשתמש בהם. 	<p>חמישה כוכבים ★★★★★</p>

הפכו את הבדיקות לזמן מהנה ותיהנו מהרגעים שלכם יחד. לאחר סיום המבחן, היכנסו ל**יומן** כדי לרשום הערות.



כשותפים, אתם ממלאים תפקיד חשוב בתמיכה במסע השמיעה של יקיריכם. היומן עוזר להם להבחין בהתקדמות השמיעה שלהם ולבנות ביטחון עצמי לאורך זמן. הדירוג בכוכבים ייחודי ומאפשר למושגתלים להעריך את תחושתיהם לגבי השמיעה שלהם עם השתל.

מדריך זה מסביר מה משמעות הכוכבים וכיצד תוכלו לעודד את יקיריכם להשתמש ביומן באופן קבוע. חשוב להזכיר להם שהיומן עוסק בחוויה שלהם, אין דרך נכונה או לא נכונה להרגיש.

2. המודעות שלי לצלילים סביבי

הדירוג משקף עד כמה הם מבינים ומזהים צלילים בסביבתם.

כוכב אחד



- "אני לא מבחין בצלילים רבים בסביבה שלי"
- צלילים עשויים להרגיש להם רחוקים או לא ברורים.

שני כוכבים



- "אני שם לב לחלק מהצלילים אבל מתקשה לזהות את המשמעות שלהם".
- המודעות שלהם לצלילים אינה עקבית.

שלושה כוכבים



- "אני מבחין בהרבה צלילים ויכול לזהות את המשמעות שלהם.
- הם הופכים מודעים יותר לסביבתם.

ארבעה כוכבים



- "אני מבחין ומזהה את רוב הצלילים בקלות".
- הם מרגישים מחוברים יותר למה שקורה סביבם.

חמישה כוכבים



- "אני מבחין ומזהה את כל הצלילים ללא בעיה".
- הם מודעים מאוד לסביבתם.

3. הבנת הדיבור שלי בשקט

הדירוג מודד עד כמה הם מבינים דיבור במקומות שקטים.

כוכב אחד



- "אני מתקשה מאוד להבין דיבור במקומות שקטים".
- מילים עשויות להישמע להם לא מספיק מובנות.

שני כוכבים



- "אני מבין כמה מילים, אבל אנשים צריכים לחזור על עצמם".
- השיחות עדיין מורכבות להם.

שלושה כוכבים



- "אני יכול להבין דיבור די טוב בשקט".
- ייתכן שלפעמים הם יצטרכו שאנשים יאטו את קצב הדיבור או יחזרו על דבריהם.

ארבעה כוכבים



- "אני מבין את רוב הדיבורים במקומות שקטים".
- הם מרגישים יותר בטוחים במצבים כאלה.

חמישה כוכבים



- "אני יכול להבין בקלות רבה כל דיבור בשקט".
- הם כמעט לא זקוקים לעזרה או לחזרה על דברים.

טיפים למטפלים

עודדו את יקיריכם להשתמש ביומן באופן חיובי ותומך בדרכים הבאות:

- 1. הדגישו בפניהם שזו בחירה שלהם**
הזכירו ליקיריכם שהיומן מיועד להם, ושהם יכולים להשתמש בו כרצונם. זוהי ההזדמנות שלהם לשקף את תחושותיהם לגבי תפקודם השמיעתי.
- 2. תחננו איתם הצלחות קטנות כגדולות**
שבחו את ההתקדמות שלהם, גם אם קיבלו רק כוכב אחד. כל הישג חשוב ועוזר לבנות את בטחונם העצמי.
- 3. הרחיבו את השיח על ההערכה**
בנוסף לדירוג בכוכבים, שאלו גם שאלות כגון:
 - "לאיזה צלילים שמת לב היום?"
 - "האם היה לך קל יותר לדבר עם חברים במקומות שקטים או רועשים?"
- 4. עזרו להם לשקף את מחשבותיהם**
אם הם מרגישים תקועים, השתמשו יחד בסעיף ההערות כדי לכתוב על חוויותיהם. לדוגמה:
 - "נהניתי לדבר עם חבר שלי בארוחת צהריים למרות שהיה רועש".
 - "היום שמעתי בפעם הראשונה את פעמון הדלת!"
- 5. שמרו על אווירה כיפית ולא מלחיצה**
התייחסו לכתיבה ביומן ככלי, לא כמטלה. תנו להם לדלג על יום אם הם לא בעניין, והזכירו להם שזה בסדר ושיש עליות וירידות.

באמצעות שימוש משותף ביומן זה, תוכלו לעזור ליקיריכם לראות עד כמה הם מתקדמים ומשתפרים. זו היא דרך נהדרת להזכיר להם ששתלי השבולל עוזרים להם להתחבר לעולם, צעד אחר צעד.

אפליקציית AB Listen Fit היא חלק ממאגר הכלים הדיגיטליים
AB DigiCare של חברת AB.

לתרגול נוסף של האזנה וכלים לשיפור התפקוד השמיעתי, הירשמו
באתר: www.HearingSuccess.com

או סרקו את הקוד למטה:



HearingSuccess

Your support. Your resources. Your community

4. הבנת הדיבור שלי ברעש

הדירוג משקף את מידת יכולתם להבין דיבור במקומות רועשים כגון בבית הספר או באירועים חברתיים.

<ul style="list-style-type: none">• "אני מתקשה מאוד להבין דיבור במקומות רועשים".• רעשי רקע מציפים אותם או מסיחים את דעתם.	כוכב אחד ★
<ul style="list-style-type: none">• "אני יכול לתפוס כמה מילים, אבל קשה לי לעקוב אחר שיחות".	שני כוכבים ★★
<ul style="list-style-type: none">• "אני יכול להבין דיבור בצורה טובה למדי במקומות רועשים".• יתכן שהם יצטרכו להתרכז היטב במה שאנשים אומרים.	שלושה כוכבים ★★★
<ul style="list-style-type: none">• "אני יכול להבין את רוב הדיבורים במקומות רועשים".• הם מרגישים בטוחים יותר בסביבות רועשות.	ארבעה כוכבים ★★★★
<ul style="list-style-type: none">• "אני יכול להבין דיבור במקומות רועשים בלי בעיה".• רעשי רקע לא מפריעים להם במיוחד.	חמישה כוכבים ★★★★★

ADVANCED BIONICS LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States

T: +1.877.829.0026

T: +1.661.362.1400

F: +1.661.362.1500

info.us@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS AG

Laubisrütistrasse 28,
8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00

F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS ISRAEL

משרדי סונובה ישראל, נתיב האור 1,

בנין פארק מדעי החיים קומה 5, מת"ם חיפה

טל': 073-2593171

052-3862010 :SMS/WHATSAPP

ABIIsrael@sonova.com

Advanced Bionics – A Sonova brand

For information on additional AB locations, please visit
AdvancedBionics.com/contact

028-Q103-02

©2025 Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.

שימו לב: AB ListenFit מיועדת למבוגרים וילידים מגיל 13 ומעלה, עשויה להתאים גם לילדים צעירים יותר, אך עם סיוע של מטפל. ישום זה נועד לשמש ככלי חינוכי למעקב אחר התקדמות השמיעה שלכם. הוא אינו מחליף ייעוץ רפואי מקצועי או מהווה המלצה לטיפול. אנא צרו קשר עם קלינאית תקשורת במרכז ההשתלה, האחראית על שיקום השמיעה שלכם, אם יש לכם חששות רפואיים כלשהם בנוגע לניהול שתל/י השבדול שלכם.

סימן המילה והלוגואים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש בסימנים אלה על ידי Sonova AG הוא ברישיון.