

טיפים כיצד ללבוש מסכת פנים עם מעבדי שתל שבלול

כאשר לובשים את המסכה - הדרך הטובה ביותר לשמור על ביטחונם של מעבדי שתל השבלול, היא לשים קודם את המסכה ואחר כך את המעבדים.



כאשר מסירים את המסכה - יש להסיר קודם כל את מעבדי השתל ורק אחר כך את המסכה, על מנת למנוע נפילה של המעבדים.



מסכות עם קשירה

בלבישת המסכה - הקפידו לקשור את הרצועה העליונה גבוה על הראש ואת הרצועה התחתונה נמוך מעל הצוואר.
בהסרת המסכה - התירו קודם את הרצועה התחתונה ואחר כך את הרצועה העליונה, על מנת למנוע נפילת המעבדים.



מסכות עם לולאות
לאוזניים

האריכו את הלולאות של המסכה וחברו אותן מאחורי הראש (כמו בתמונות) כדי להימנע ממגע עם האוזניים. החלק המחבר של הלולאות יכול להיות עשוי מנייר, שרוך או סרט.



עטו או הסירו את המסכה בזהירות על מנת למנוע את נפילתם של מעבדי השתל



מסכות עם רצועות
קשירה אלסטיות

תוכלו לתפור שני כפתורים על הכובע כדי לקבע את המעבדים ולמנוע את נפילתם. **בהסרת המסכה** - הסירו לאט ובזהירות את הרצועה קודם בצד אחד, כך שלא תפריעו למעבד להמשיך לפעול, ולאחר מכן חזרו על התהליך בצד השני.

עטו או הסירו את המסכה בזהירות על מנת למנוע את נפילתם של מעבדי השתל



ניתן להשתמש בבנדנה או בסרט מגן מפני זיעה כדי להפוך את השימוש במסכה לבטוח.

ניתן לתפור או להדביק כפתורים משני צידי הבנדנה או מגן הזיעה. חברו את הלולאות מאחורי הכפתורים.

להסרת המסכה - הסירו את הלולאה, כל פעם בצד אחד, לאט ובזהירות.

אם הנכם משתמשים ברצועת ראש קשה, הדביקו כפתורי דבק בשני קצות הרצועה כדי לשמור על המסכה במקומה.

