

התחברו לרגעים
שאתם אוהבים



NAÍDA CI M



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS

חיבורים עצמאתיים מתחילים כאן

ה חיים מלאים ברגעים מדהימים. רגעים מעוררי השראה, משמחים ומחברים, ואתם רוצים ליהנות באופן פעיל מכל הרגעים של החיים. **Advanced Bionics** מובילה את החדשות בתחום שתלי השבלול כבר למעלה מ 25 שנים. וعصיו, בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מעבד שתל השבלול המתמקד ביוטר שלנו – מעבד הצלילים ה- **M CI™ CI M**.

M CI Naida ממנג את העוצמה של פלטפורמת מארוול, ומציע לכם פתרון שמיעה מותאם אישית המתוכנן ספציפית עבור הדרישות הייחודיים שלכם, בין אם זה בעבודה, בשעות הפנאי או בנסיעות.

עם המעבד M CI Naida, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עצמאתיים, להיום ולעתיד.

NAIDA CI M





המיקרופונים

מערכת המיקרופונים של המעבד והזווית
קולעת את הצלילים ומעבירה אותם לעיבוד
בעיבוד.



מעבד הצלילים

מעבד הצלילים המותאם להרכבה על האוזן
מעבד את הצלילים ומעבירם אל יחידת
הראש.

יחידת הראש

יחידת הראש מתחברת עם מגנט לשטל
הפנימי והוא ניתנת להסרה.

הشتל

Panix, שטל השבלול ומערך האלקטרודות HiRes™ Ultra 3D 3D מושגים את האותות ומעוררים את סיבי עצב השמיעה בשבלול.
אותות אלה נעים לכיוון המוח ושם הם מפזרים צלילים. השטל
תואם לסריקת MRI, ככלו, אם יהיה צורך בבדיקה MRI, אין
צורך בניתוח ואין חשש מאין נוחות או כאב. צריך רק להסיר את
המעבד בעת הבדיקה.



האיביזרים

בסביבות ייחודיות כמו בריכת שחיה, מסעדה רועשת או
פגישה, קיימים מגוון אביזרים המתוכננים לעזור לכם
לשמעו באופן המיטבי ולהיות במרכז העניינים.

מעבד הצלילים M CI תוכנן מתוך מחשבה עליהם

מעבד M CI Naida הוא חלק ממכלול מערכת שטל שבול מתקדמת וחדשה המשפקת חיונות שמיועה מדהימה. זה בא לידי ביטוי בצליל עצמתי ושמיועה מצוינת בכל סביבה, יחד עם גמישות ועמידות המאפשרת לכם לצוד בבטחה אל כל הרופתקאות שהחיים מזמן.

M CI Naida מציע מגוון רחב של מאפיינים המתוכננים לשפר את השמיועה בכל מצבי האזנה בעזרת מערכת הפעלה OS™ 3.0 AutoSense וזרמת אוזן ישרה ממוגן מכשירים. רוי סמכים ובטוחים שכלי היבט של המערכת מתוכנן להפעלה חלקה על מנת להעניק לכם את נוחות השימוש האולטימטיבית.



הישארו מחוברים

המשמעות של להישאר מחוברים למשפחה ולחברים בימים אלה מتباطאת בקיומן של שיחות אודיו / וידאו מרובות. ללא קשר לסוג הטלפון בו אתם משתמשים, קישוריות הבלתי-הMOVABLE המובנית שלנו מאפשרת לכם לענות לשיחות בידים חופשיות, ולהזרים את השיחה ישירות לאוזניהם.



בעבודה או במסגרת חברתית



פגישות קבועות ושיחות וUIDה בעבודה, וכן מפגשים חברתיים עמוסים, יכולים להיות סבירות האזנה מתגברות. המשמעות של מאפיין ה-TM RogerDirect היא שאין יותר צורך לחבר ציוד נוספת למכשיר הצלילים. תוכלו להשתמש במכשיר הרוג'ר המעודף עליכם, והוא יdag שתהיו במרכז השיחה.

לצאת לבילוי

טכנולוגיית המיקרופונים הכיווניים המתקדמת של M CI, Naida, בשילוב עם המיקרופון TM T-Mic M, מאפשרים לכם לשמוע את העומד מולכם תוך דיכוי רעש הרקע המטרידים המגיעים מהצדדים ומאהו.



לבנות ערב רגוע בבית



כאשר אתם מוכנים להירגע עם תכנית הטלוויזיה האהובה עליכם, משמעותה של התאמיות של M CI Naida CI עם טכנולוגיית Airstream היא שתהיה לכם האפשרות להזרמת האודיו ישירות מהטלוויזיה לאוזניכם בעוצמת הקול המועדף עליכם, בלי להטריד את הצופים האחרים.

מתוכנן לחיים. מתוכנן עבורכם.

עם העבודה, המשפחה, הפעילויות הגוףוניות וכל האירועים החברתיים, הימים שלכם מתמלאים מהר. רבים מהדברים שאתם אוהבים במיוחד כרוכים במצב שמיעה טובענים. ולא קשור למה שאתם עושים, תמיד תרצו לשמוע הכى טוב שאפשר

M CI Naida מתוכנן סביכם וסביר אורך החיים העמוס שלכם. אוסף המאפיינים המוגנים שלו מעניק לכם שלמות נפש, כך שבכל מצב תיהנו מחוויות שמיעה עצמתית ולא מאמץ בה אתם חפצים. אך מלאו את היום שלכם בפעילויות. וכך אחרי התשוקות שלכם. והרשו ל-M CI Naida לעוזר לכם ליהנות מהחיים במלואם.

אימון גוףני

בין אם אתם מתאמנים בבריכה או בפארק, העמידות מפני שריטיבות או זיעה מבטיחה שתשתמשו הcli טוב שתוכלו בלי לדאג שלוחות או זיעה יפגעו במכשירים. כך תוכלו להאזין לפלייליסט האהוב עליכם תוך כדי ריצת הבוקה.



תוך כדי תנועה

משתמשים בתחום ציבורית, נוהגים או עולים על טיסה? המאפיינים המתקדמיים של מעבד הצילום שלנו שומרים על רושי הרקע המתגרים ברמה נוחה, כך שתוכלו להשתתף בשיחה גם תוך כדי תנועה.





התחברו לרגעים שאתם אוהבים

הצלילים מחברים אותנו. הם עוזרים להטמיע אותנו בעולם ולבנות מערכות יחסים חזקות עם יקירינו. החיבורים שלנו מעוררים בנו השראה, מחיים אותנו.

באו לחיות עבור הרגעים האלה עם M CI Naida, מעבד צלילים מתקדם וידידותי למשתמש המשלב את הפיתוחים האחרוניים של פונאך – פלטפורמת מארול. הוא מתוכנן להתאים בדרך בה אתם חיים, לכל דרך בה אתם חיים, כך שהמשמעות תהיה חסרת מאץ וייחודית לכם.

M CI Naida מתוכנן עבור הרגעים החשובים ביותר, והוא כולל:

 **חוויות שמיעה עצומתית**

 **נוחות ללא מאץ**

 **קלות שימוש אולטימטיבית**

השילוב עם פונאק מארוול מספק ביצועים עצמאטיבים

פונאק מארוול היא פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך מבית היוצר של המוביל הגלובלי של תעשיית טכנולוגיות השמיעה. במעבד Naida M CI, שילבנו את היתרונות המרגשים של מארוול ואת עיבוד הצלילים האמין של Advanced Bionics על מנת לספק לכם איכות וביצועי צלילים מצוינים יותר מתמיד.



קישורות מובנית פירושה לחווית את הרגע

חיבורים משלימים תפקוד חשוב בחיים שלנו. אנחנו תמיד מוחפשים דרכים להישאר מחוברים – לשפחחה ולחברים, למזיקה ולהופעות האהובות علينا ולצלילים שמסביבינו.

בשונה מכל פלטפורמת שטל שבולו אחרית, M CI Naida מספק את היכולת להזרים שיחות ואודיו ושירות מכל סמארטפון ומכשיר התומך בבלוטות. טכנולוגיית Roger של פונאק מגבירה את ביצועי השמיעה שלכם במצבים ממוקדי שמיעה מאטגרים, וכל זאת ללא אביזרים נוספים המחויברים למעבד הצללים. ככלומר, אתם יכולים להיות במרכז השיחה במצבים חברתיים רועשים או בפגישות בעבודה, ולהתחבר ישירות לפלטפורמת הבידור האהובה عليיכם בבית או בדרך.



טכנולוגייתRoger

השתמשו בRoger במצב האוזנה מאטגרים, כגון בשיעדה עמוסה או בשיחת עידיה בוידיאו, על מנת לשדרג את ביצועי השמיעה שלכם.

חוiot שמיעה עצמתית



להקיף את עצמכם בצללים האופייניים לבילוי בחוף הים. לשוחח עם משפחה וחברים סביב שולחן שוקק חיים ומלא כל טוב. ליהנות מהרגוע של קריית ספר עם הילדים או הנכדים. אלו הרגעים שבשבילים אנחנו חיים; אלו הרגעים שמחברים אותנו לעולם.

על מנת להפיק את המרב מהרגעים המדהימים של החיים, תרצו את חוות השמיעה הטובה ביותר כל יום וכל היום – בבית, בעבודה, עם משפחה או חברים, או כאשר אתם נהנים מהפעילויות האהובות עליהם. M1 Naida מספק לכם חוות שמיעה עצמתית באיכות שמיעה מעולה במגוון מצבים, עם פתרונות קישוריות מובנים.

מתוכנן עבור כל צרכי האזנה שלכם

האקוסטיקה והסאונד במשרדים שונים מאוד מיטיל בפרק או מארחת ערבית במסעדה. על מנת להפיק את המרב מכל סביבה, אתם זקוקים לפתרון שמיעה המתוכנן לספק צליל עשיר ונקי בכל מצב האזנה.

מערכת הפעלה OS 3.0 AutoSense מעניקה לכם חוות האזנה עצמתית בעזרת גישה אוטומטית למגוון מאפיינים המתאימים אישית את הצליל בהתאם על הסביבה בה אתם נמצאים. ככלmor, תשמעו הכו טוב שתוכלו בכל רגע, בכל יום, לא חשוב لأن החיים ייקחו אתכם.



קדימה, קפצו למים

כל כך הרבה מהפעילויות האהובות علينا מתרחשות בסביבה פעללה – שחיה, גינון, ספורט ואיימוני כושר. הסוללה העמידה במים שלנו, מספקת לכם את אותה אינטראקציית מצוינת אפילו בזמן שאתם נהנים מהפעילויות היכי קשוחות, וכל זאת בביטחון ולא דאגות.

ýchidot ha-rash - AquaMic™ של Advanced Bionics כוללות את המיקרופונים העמידים במים הייחודיים בעולם במעבדי הצלילים. הם יאפשרו לכם ליהנות מאימון או ממסיבת בריכה, וגם להישאר במרכז העניינים בכל מקום.



נוחות ללא מאמץ



בכל הנסיבות נוחות שלכם בחיים, כדי שיהיה ברשותכם פתרון שמיעה המתאים לחיים שלכם בצורה מלאה ומאפשר לכם ללקת בעקבות התשוקות שלכם ולהיות את החיים במלואם.

מעבד הצלילים ייחידת הראש שלנו מתוכנים להטאה נוחה, בטוחה וモוצנעת. כי הדבר האחרון שאתם צריכים להתמקד בו כשאתם מתארגנים לשוחות בבריכה או כשאתם קשרים את שרוכיכ נעלן הספורט לפני ההליכה, הוא הנוחות והבטיחות של המקשר שלכם. עם M CI Naida, תוכלו להתמקד بماה שהכי חשוב – ליהנות מהפעילויות אותן אהובים.

התאמת נוחה ובטוחה

אתם תרכיבו את המקשר שלכם כמעט כל הזמן. כמובן, אתם זוקים למעבד צלילים ואוזניות נוחים, מוצנעים ושלא יפריעו לפעילויות האהובות عليיכם. כל אלה אפשרו לכם ליהנות ממה שתשאנוו, בלי לדאוג למקשר שלכם.

עיצוב מעוגל

העיצוב הייחודי של הסוללה בתחתית המעבד מתעגל כנגד קו המתאר של האוזן, וכך מקבע את המקשר ומצביע אותו במדויק.



יחידת ראש דקה

M CI Naida כוללת יחידת ראש חדשה ודקה המספקת נוחות מרבית. יחידת הראש לא תפריע לכם ואתם תוכלו ליהנות מאורח חיים פעיל.

קישוריות אלחוטית אינטגרלית


היום כרוכים בחיבורים, והנושא רק געשה יותר חשוב בעקבות הטכנולוגיה מתקדמת. עם מ-Cl Naida, תוכלו ליהנות מקשריות אלחוטית קלה וחסרת מאמץ בכל המכים האהובים עליכם.

ברגע שתהיו מחוברים, תוכלו לחווות שמייה מצוינת בעבודה, לחווית את המזיקה ואת הסדרות האהובות שלכם בסאונד משופר ולהתחבר למשפחה ולחברים בטלפון או בוידאו באיכות מדימה. השילוב האינטגרלי של בלוטות' ואביזרי רוגר של פונאך הופכים את החיבורים האלה לקלים וឥטיבים.



עליה של 77% בשימוש בסマרטפונים*

ה犹זב הייחודי של הסוללה מתחתית המעד מתעגל כנגד קו המתאר של האוזן, וכך מקבע את המכשיר ומצניע אותו במקום.



70% הזרמת תוכן וודוי,
עם השימוש הולך ומתרחב
בטבלטים*

70% מהמבוגרים בני +50 רואים סרטונים / או
תוכניות הזרמת וודוי בטבלטים שלהם.



אפליקציית AB Remote לשיטה טובה יותר

היכולת לשולט במכשיר הכללים שלכם ממשעה שתמיד תקבלו את איזות הקול הטוב ביותר. אפליקציית AB Remote שלנו הופכת את זה לקל ודיסקרטי על ידי כך שהיא מספקת לכם ניהול קל של כל מכשירי השמייה שלכם הסマרטפון שלכם.



*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Retrieved from <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

קלות שימוש אולטימטיבית



אתם אמורים להיות מסוגלים להתעורר, להרכיב את מעבד הצילום שלכם ולהתחיל את היום בידיעה שתשמעו הכי טוב שתוכלו ללא צורך בכיוונים. על מנת לענות לצרכים שלכם, M CI Naida הוא מעבד מותחכם, מתקדם מבחינה טכנולוגית ו互動ואיסיבי לשימוש.

מערכת הפעלה OS 3.0 AutoSense שלנו מתוכננת לבצע את הכוונים בזמן שאתה בתנועה ועוברם מסביבת האזנה אחת לאחרת, ואפליקציית AB Remote מאפשרת לכם לוודא שעצמת הקול, התוכניות והגדרות נוספות יהיו בדיקן כמו שאתה צריך.

חישة אוטומטית והתאמאה לכל מצב

לוח הזמנים היומי שלכם יכול להיות מואוד עמוס, והדבר האחרון שתרצו הוא לדאוג לכך את המעבד שלכם כשאתם עוברים מפגשה של אחד-על-אחד למפגש חברתי או לאימון.

על מנת להפיק את המרב מכל מצב, מערכת הפעלה OS 3.0 AutoSense משתמשת במבנה מלאכותיות כדי לחוש את הציליל ואת הסביבה בה אתם נמצאים ומבצעת את הכוונים המתאימים באופן מיידי. התכנון מיועד לספק ביצועים טובים יותר ברעיש, וכן להיפטר מה הצורך לשינויים ידניים, כדי שתוכלו לנوع בחופשיות לאורך כל היום בלי לדאוג למעבד הצילום שלכם.



הפתרון הדו-צדדי המתוכנן לפועל יחד

עבור אנשים עם שאരיות שמיעה באוזן אחת, הרכבת מכשיר השמיעה המתאימים עוזרת להם לשמוע אפילו טוב יותר מאשר עם מערכת שתל בלבד בלבד בלבד. הרכבת M Naida Link יחד עם M Naida CI מספקת לכם תחושת קוליות דומה בשתי האוזניים עם יכולת כיוון של שני המכשירים ביחד.



מכשיר שמיעה M Naida Link

מעבד צלילים M CI Naida

תצורות שונות להתקנתם אישית ויכולות לענות לכל הצרכים שלכם

ב-Advanced Bionics אנחנו עובדים ללא לאות כדי לעמוד בצריכי השמיעה הייחודיים שלכם. ביחד עם פונאק, אנחנו חלק מחברת השמיעה החדשנית והגדולה ביותר המוקדשת למציאת פתרונות עבור מטופלים עם כל סוג ורמה של לקות שמיעתית.

אם אתם משתמשים בשטל שבולו ומכשיר שמיעה, אתם יכולים להשתמש ב-M CI Naída באוזן אחת ומכשיר שמיעה M Link Naída™ באוזן השנייה. גישה מותאמת אישית זו מותכנתה לווודה שני המכשירים יעבדו צלילים באותו אופן. ביחד הם מספקים חוויות צליל עקביות והבנת דיבור מעולה, בשונה מכשיר שמיעה ושטל שבולו שלא תוכנו לפעול יחד.

בחרו את הבחירה הבורורה לקבלת פתרון שמייה המתוכן סביב הצרכים הייחודיים שלכם. בחרו את העוצמה של Advanced Bionics ופונאק.



משאבי השיקום של Sound Success

נדרש ניסיון על מנת לתקשר בביטחון. משאבי השיקום של SoundSuccess™ היא תוכנית אינטראקטיבית מקוונת בה תוכל לתרגל האזנה לשפה ושיחות יומיומיות בענויות ביתכם. התוכנית נעודה לשפר את:

- **הביטחון בשימוש טכנולוגיות אביזרי השמיעה שלכם**
- **קלות ההבנה של דברים אחרים**
- **קלות האזנה בסביבות רועשות**

בקרו ב- HearingSuccess.com על מנת לקבל גישה ל- SoundSuccess וגו' משאבים נוספים שיסיעו לכם להגיע לעדי השמיעה שלכם.

בקרו ב- AdvancedBionics.com/blog וקראו סיפורים שנכתבו על ידי מושתלים אודוט מסע השמיעה שלהם ומאמרים מועילים אודוט לקות שמיעה וטכנולוגיות שתל השבלול.



שותפים במסע שלכם לקראת שמיעה טובה

ב-Advanced Bionics יודעים שהו מסע לכל החיים – מסע שבו נלווה אתכם בכל צעד. לכן בחירה ב-Advanced Bionics ובפונאך משמעותה בחירת שותפים למסע שתמיד ימשיכו לחפש דרכי לשיפור, וכך לוויד שתוכלו ליהנות מחיים המלאים בצלילים.

כאשר אתם שוקלים שטל שלול, פורטל השיקום המקוון שלנו, HearingSuccess, יכול לסייע לכם לזהות את צרכי השמיעה שלכם, לקבוע ייעדים ולקבל תמיינה. לאחר הניתוח והתחלה השימוש במערכת השתל, תוכלו להמשיך למקסטם את ההצלחה שלכם בעזרת הפורטל. היישארו מעודכנים בפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים והשתמשו בכלים ובמשאבים רב-יעזמה שיכולים לסייע בשיפור היכולות השמייעתיות שלכם.





משפרים את השמיעה מחברים לחיים

ב-Advanced Bionics אנו מאמינים שכולם יכולים לחיות בלי מגבלות שלקוט שמיעה מביאה. لكن אנו נלהבים להציג בפניכם את M CI Naida, מעבד הצלילים במערכת השתל השבלול הגמיש והחדשני ביותר – מערכת השתל שמצויה את המש坦ם במרכז.

Advanced Bionics M CI Naida משלב את הטכנולוגיות ואת השירותים הטובים ביותר של Advanced Bionics ופונדק עם הצרכים הספציפיים שלכם על מנת לשפר את השמיעה שלכם. כי כאשר אתם שומעים באופן המיטבי שלכם, תוכלו להתחבר עם עולם הצלילים שמסביבכם. זה כל כך פשוט וכל כך משנה את החיים!

מסביר לעולם, עשרות אלפי מושתלים כבר הפיקו תועלת משתלי השבלול שלנו.

בקרו אותנו ב- AdvancedBionics.com והתחלו את המסע שלכם לשמיעה טובה יותר כבר היום.



על Advanced Bionics

מהヂלט הדרק Advanced Bionics נסדה על עיקרין החדשות לשמיעה טובה יותר. המחויבות שלנו לשים את לקוחותינו במקום הראשון ולספק ביצועי שמיעה הטוביים ביותר שניתן עונדנה בראש מטרותינו.

משרדי המתה של AB, הכוללים מחקר, פיתוח וייצור, ממוקמים בשוויץ ליד ציריך. מאז 2009 אנו חלק בחברת סונובה, החברה המובילת בעולם בפתרונות שמיעה. סונובה הוקמה בשנת 1947, מייצגת ביותר מ- 100 מדינות ברחבי העולם, עם יותר מ- 14,000 עובדים מסוריים.

אנו מונעים מההצלחה של האנשים אשר בוחרים Advanced Bionics, וההזדמנות לסייע ללקוי השמיעה ליהנות מחוים ללא מגבלות היא לכבוד עבורה.



Scan the QR code to learn more about our new products or visit us at AdvancedBionics.com/NaídaCIM



פרטי התקשרות:

חברת סונובה ישראל בע"מ, חטיבת השתלים AB ישראל.

כתובת: רחוב נתיב האור 1 חיפה, בנין פארק מדע ההיים.

טלפון: 052-3862010 | 073-2593171 וואטסאפ (הודעות):

ABisrael@sonova.com

